

Link do produktu: <https://www.bikestacja.pl/siodelko-prologo-scratch-2-pas-t20-134-hard-black-p-10424.html>

Siodełko Prologo Scratch-2 PAS T2.0 134 hard black



Cena	320,00 zł
Dostępność	 Niedostępny zawsze
Numer katalogowy	50010424
Kod producenta	SE-PW00005
Kod EAN	4716112785495

Opis produktu

Kolor Hard Black
Kod producenta SC20TN4HB70-AM
Płeć unisex
Szerokość [mm] 134 mm
Pręty TIROX
Profil Okrągły

Okrągłe siodełko z systemem ze zmienną twardością wyściółki, zwiększającą komfort rowerzysty podczas jazdy. Dedykowane na długie i średnie dystanse na szosie. Siodełka z serii Scratch wspomagają naturalną rotację miednicy w trakcie jazdy. Różnorodność modeli, kształtów, szerokości i technologii będących w kolekcji Prologo, pozwala na niemalże idealne dobranie siodełka dla danego użytkownika. W tym celu, można się wspomóc systemem doboru siodełka MyOwn. MyOwn, od momentu powstania zwiększa swoją bazę danych na temat anatomicznych wymiarów osób poddających się pomiarowi. Na podstawie tej bazy i wyliczeń, system przedstawia kilka modeli, które najbardziej korespondują z wprowadzonymi danymi. Na tej podstawie klient dokonuje wyboru. Do dyspozycji klienta wówczas są siodełka testowe, które można wypożyczyć i przetestować przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Technologie wykorzystywane w siodełkach Prologo:

PAS system - System PAS jest to specjalnie ukształtowane wypełnienie siodełka. Taki kształt eliminuje ucisk w okolicach krocza/miednicy, gdzie znajdują się naczynia krwionośne i nerwy, co pozwala na dłuższe i bardziej komfortowe korzystanie z roweru.

CPC: Connect, Power Control - CPC: technologia opatentowana przez Prologo. Powierzchnia siodełka pokryta jest drobnymi rurkami zwiększającymi "trzymałość" siodełka, pochłanianie wstrząsów oraz utrzymują odczucie chłodnej powierzchni siodełka. CPC dzięki swej konstrukcji przyczynia się do poprawy krążenia krwi i zmniejsza dyskomfort poprzez masaż okolic krocza.

SPACE - Maksymalizuje komfort i wydajność jazdy rowerem. Duży anatomiczny kanał w osi siodełka, eliminuje ewentualne punktowe uciski dzięki jego zróżnicowanym kształtom i twardością pianki wewnętrznej. Jest dostosowany do damskich i męskich różnic anatomicznych.