

Link do produktu: <https://www.bikestacja.pl/siodelko-selle-royal-lookin-basic-moderate-damskie-p-5757.html>

Siodełko Selle Royal Lookin Basic Moderate damskie



Cena	94,00 zł
Cena poprzednia	137,00 zł
Dostępność	 Niedostępny
Numer katalogowy	90010971
Kod EAN	1016488071172

Opis produktu

Damskie siodełko żelowe do jazdy trekkingowej wyposażone w elastomery zapewniające dodatkową amortyzację. Pokrycie Cool Cover daje przyjemne uczucie chłodu nawet w ostrym słońcu.

Wypełnione najwyższej jakości żelem Royalgel.

Pokrycie Cool Cover redukuje nagrzewanie powierzchni siodełka w słońcu (nawet do 25 stopni Celsjusza mniej w porównaniu ze zwykłymi siodełkami).

Anatomiczny kształt chroni wrażliwe miejsca przed nadmiernym uciskiem.

Elastomery idealnie zastępujące tradycyjne sprężyny.

Kompatybilne z lampkami i torbami podsiodłowymi mocowanymi w systemie I.C.S.

LOOKIN

Nowe siodełko Lookin łączy w sobie 2 cechy zapewniające wygodę: nowoczesne, chłodzące pokrycie, które zmniejsza nagrzewanie się powierzchni siodełka w słońcu do 25°C oraz Royalgel™. Cool Cover - standardowe, czarne siodełko może nagrzać się do temperatury powyżej 60°C jeżeli rower jest pozostawiony długo w słońcu. Testy laboratoryjne dowodzą, że nasze nowe pokrycie Cool Cover jest w stanie utrzymać temperaturę o 25°C niższą, redukując nieprzyjemne uczucie podczas siadania na rozgrzanej powierzchni. Royalgel™ - testy naukowe udowodniły, że Royalgel™ zmniejsza ucisk na prostatę/genitalia oraz okolice kości ogonowej aż do 80%. Gwarantuje to maksymalny komfort.

FOAM MATRIX

Otwarta struktura komórkowa pianki Matrix nadaje zwiększoną elastyczność i oddychalność, co gwarantuje trwałe i komfortowe siodełko.

INTEGRATED CLIP SYSTEM

Opatentowany system klip umieszczony z tyłu siodełka do łatwego przymocowania oświetlenia lub torbki podsiodłowej.

ROYALGEL

Najlepsza redukcja punktów uciskowych. Używany na podstawie licencji przez Selle Royal, Royalgel jest wyłącznym żelem opatentowanym przez firmę Bayer Material Science w Niemczech. Royalgel to poliuretanowy matrix, który wstrzykuje się bezpośrednio pod pokryciem siodełka podczas procesu produkcyjnego. To jedyny żel, który nie starzeje się, nie twardnieje i nie przemieszcza się. Wyraźnie odróżnia się od innych rodzajów żelu z prostego powodu: inne rodzaje żelu są formowane w strukturę plastra miodu, stosując twarde, ale elastyczne zwarte materiały, które nie deformują się, ale po prostu załamują się pod ciężarem. W związku z tym, że nie mają takiej jakości adaptacji jak Royalgel.

Badania naukowe dowiodły, że Royalgel™ zmniejsza nacisk na kość łonową i kości kulszowe do 40% w porównaniu do innych żelowych i nieżelowych siodeł, aby zapewnić maksymalny poziom komfortu poprzez lepsze rozłożenie ciężaru na całej jego powierzchni.